

## Cage de parage WOPA



AGRODIRECT SAS

[www.agrodirect.fr](http://www.agrodirect.fr)

Tel : 0820 482 437

[agrodirect@agrodirect.fr](mailto:agrodirect@agrodirect.fr)

240 Route de la couratière

38140 LA MURETTE



### Cage sur roues :

REF. SA 0035 (Point le plus bas 1,50m)

REF SA 0037 (Cage 10 cm plus haut)

(y compris  
1 roue de secours)



### Cage sans roues :

SA0022 : Cage pour traitement des onglons  
Cage utilisable comme passage avec sortie par  
devant. Quand vous avez fini le traitement,  
vous pouvez ouvrir la porte avec une pédale  
pour faire sortir l'animal.

Equipements de série : Cage galvanisée, Treuil manuel complet pour pied arrière, treuil manuel pour ceinture de ventre, ceinture de ventre, ceinture de talon, supports pieds avant, chaîne arrière, plancher bois.

### Options possibles :

- \* SA0659 : Jeu pour élargir le sol
- \* RD03526 : Paillason caoutchouc
- \* SA0220 : Installation pour fixation des pieds de derrière
- \* SA0323 : Moteur pour les pieds de derrière
- \* SA0324 : Moteur pour la ceinture de ventre
- \* SA0327 : Moteur pour le support des pieds de devant

- \* SA0575 : Support de barrière pour les barrières repliables à l'arrière
- \* RD52028 : Barrières repliable (fer) à l'arrière
- \* RD57010 : Barrières aluminium
- \* SA0250 : Télécommande pour la grille au front
- \* SA0500 : Support des pieds devant avec treuil, par jeu



SA 0500



RD 52028



SA0575



SA 0220